

〈プロテイン A レジンによる VHH 抗体精製〉

ラクダ科由来の VHH 抗体は安定性の高さやタンパク質工学的改変が容易など、近年、その可能性に注目が集まっています。しかしながら、VHH 抗体に特異的なアフィニティリガンドは存在しないため、精製のためにタグを付与するケースがほとんどです。

ところで、プロテイン A には IgG も Fc 領域だけでなく、VH 領域への結合も存在することが報告されています。この特性を使い、当社のプロテイン A レジン製品である Bipo Resin Protein A (Alkaline Resistance)(Code: AAR-O25)によって、VHH 抗体が精製可能か検討いたしました。

【試験; VHH 抗体精製能試験】

VHH 抗体(BSA 存在下)をプロテイン A レジン(当社製品、および G 社、K 社製品)に添加 (*A; applied sample*)

↓素通り画分を回収(F; flow-through fraction)


PBS で洗浄

1

100mM Glysine, pH2.5 で溶出 (*E; elute fraction*)

SDS-PAGEによる解析(右図)

結果、G 社、K 社プロテイン A レジンには VHH 抗体結合能が認められませんでしたが、当社製品を用いた場合は、VHH 抗体の精製が可能であることが示されました。



参考)

Analytical Biochemistry **477** (2015) 92-94 Journal of Biotechnology **78** (2000) 11-21

当社、アフィニティレジン製品情報はこちら



〒260-0856 千葉市中央区亥鼻 1-8-15

TEL; 043-202-5755

http://www.proteinexpress.co.jp service@proteinexpress.co.jp